




designed for scientists



IKAFLON 20 round (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 20 x 8 mm

La forma cilíndrica y redonda sin anillo giratorio garantiza un mezclado uniforme.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos

Idóneo para una gran variedad de recipientes con fondos planos.

Agitador universal para numerosas aplicaciones.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	20
Diámetro [mm]	8
Forma	Redondo
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.018
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

