




designed for scientists



## **IKAFLON 25 slide round (5 pcs)**

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 25 x 6 mm

Las varillas magnéticas cilíndricas proporcionan un centrado extraordinario y un mezclado continuo.

El anillo giratorio integrado reduce las vibraciones y el desgaste durante la agitación.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos

Para usar en recipientes con fondos irregulares o curvados. El anillo giratorio mantiene la posición de agitación óptima.



designed for scientists

### Información Técnica

Largo [mm]	25
Diámetro [mm]	6
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.015
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

