



## **IKAFLON 30 cross (5 pcs)**

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 30 x 30 mm

Agitación estable y silenciosa incluso a alta velocidad.

La forma en cruz crea grandes turbulencias para lograr un mezclado rápido y eficiente.

Es perfecto para aplicaciones biológicas, ya que no se pierde eficiencia a baja velocidad.

Gira en el fondo del recipiente para impedir la sedimentación.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

### Información Técnica

Largo [mm]	30
Diámetro [mm]	30
Forma	Cruz
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.05
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

