




designed for scientists



IKAFLON 35 ellipse (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 35 x 15 mm

Las varillas agitadoras magnéticas elípticas son especialmente adecuadas para usarlas en vasos de precipitados redondos. La forma elíptica garantiza un mezclado completo.

Contacto mínimo cuando se usa en recipientes de plástico.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	35
Diámetro [mm]	15
Forma	Elipse
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.079
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

