




designed for scientists



IKAFLON 38 cross (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 38 x 38 mm

Agitación estable y silenciosa incluso a alta velocidad.

La forma en cruz crea grandes turbulencias para lograr un mezclado rápido y eficiente.

Es perfecto para aplicaciones biológicas, ya que no se pierde eficiencia a baja velocidad.

Gira en el fondo del recipiente para impedir la sedimentación.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	38
Diámetro [mm]	38
Forma	Cruz
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.062
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

