




designed for scientists



IKAFLON 40 glass round (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 40 x 8 mm

La superficie redonda revestida de cristal impide que entren materiales contaminados.

Superficie lisa, fácil de limpiar.

Las varillas de cristal impiden la absorción de la solución.

Las varillas agitadoras redondas revestidas de vidrio son idóneas para materiales muy abrasivos y aplicaciones a altas temperaturas para las que PTFE no es adecuado.

La principal aplicación son los trabajos de alta pureza o los análisis de trazas.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	40
Diámetro [mm]	8
Forma	Redondo
Recubrimiento	vidrio
Material	vidrio
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	525
Peso [kg]	0.045
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 525

