




designed for scientists



IKAFLON 40 slide round (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 40 x 8 mm

Las varillas magnéticas cilíndricas proporcionan un centrado extraordinario y un mezclado continuo.

El anillo giratorio integrado reduce las vibraciones y el desgaste durante la agitación.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos

Para usar en recipientes con fondos irregulares o curvados. El anillo giratorio mantiene la posición de agitación óptima.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	40
Diámetro [mm]	8
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.041
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

