



## IKAFLON 54 bone (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø de la varilla x Ø del disco): 55 x 8 x 20 mm

Genera turbulencias fuertes a velocidades relativamente bajas. Superficie de contacto reducida y centrado extraordinario, en especial en recipientes con fondos en arco.

Los discos fijos de ambos lados garantizan un mezclado eficiente y una gran estabilidad.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

### Información Técnica

Largo [mm]	54
Diámetro [mm]	20
Forma	Hueso
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.091
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

