



## IKAFLON 74 beaker

/// Hoja de Datos

Dimensiones (Ø x A): 74 x 29 mm con 60 x 9

Diseñado para bajas velocidades en aplicaciones de cultivos de tejidos o células.

Todos los agitadores se pueden esterilizar en autoclave.

Sin efecto de corte en el fondo del recipiente; funcionamiento muy silencioso en vasos de precipitados, aunque el fondo sea irregular.

La cesta actúa como separador y mejora los resultados del mezclado.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

### Información Técnica

Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Recubrimiento	PTFE
Largo [mm]	NA
Peso [kg]	0.043
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

