


IKA

designed for scientists



IKAFLON 90 slide (1 pc.)

/// Hoja de Datos

Magnetic stirring bar, PTFE round, with sliding ring (PEEK), 90 x 30 mm, 1 pc.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	90
Diámetro [mm]	30
Forma	Redondo
Recubrimiento	PTFE
Material	PEEK + PTFE
Material: Imán	SmCo
Fuerza de atracción magnética	fuerte
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.15
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

