


IKA

designed for scientists



IKAFLON 9 crown (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (Ø x A): 9 x 6 mm

Gracias a los laminados simétricos de ambos lados, la varilla magnética se puede usar en recipientes altos de pequeño diámetro.

Agitador ideal para cubetas o tubos de ensayo.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	9
Diámetro [mm]	6
Forma	Corona
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.007
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280