



designed for scientists



IKA PETTE Classic Kit

/// Hoja de Datos

El paquete de pipetas IKA PETTE Classic Kit cubre un rango de volumen de 2 - 1000 µl, suficiente para atender las necesidades de la mayoría de los laboratorios. El Paquete incluye três pipetas monocal con volúmenes variables, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas. Esto lo convierte en un paquete inicial conveniente para los investigadores.

RECURSOS:

- Micropipetas manuales fabricadas en Alemania
- Calibración completamente automatizada por robots



designed for scientists

- Función de bloqueo de volumen para evitar cambios de volumen accidentales
- Pantalla grande y claramente visible
- Pipeta ergonómica y leve con bajas fuerzas de eyección de puntas y pipeteo para reducir la tensión y la fatiga
- Construcción duradera y robusta con materiales de alta calidad resistentes a los rayos UV y a los productos químicos
- Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
- Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento regular

Volumen de suministro

IKA PETTE vario 2-20 μ l

IKA PETTE vario 20-200 μ l

IKA PETTE vario 100-1000 μ l

IKA Linea

Tip s box (96 puntas)

Tip m box (96 puntas)



designed for scientists

Información Técnica

Diseño	pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire
Manejo	mecánico
Volumen	variable
Número de canales	1
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

