



designed for scientists



## IKA PETTE MacroKit

/// Hoja de Datos

El paquete de pipetas IKA PETTE MacroKit cubre un rango de volumen de 100 - 10 000 µl, ideal para laboratorios que trabajan en el rango de volumen de mililitros. El paquete incluye tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el rango de macrovolumen, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y tres cajas de puntas. Esto lo convierte en un paquete inicial conveniente para los investigadores.

### RECURSOS:

- Micropipetas manuales fabricadas en Alemania
- Calibración completamente automatizada por robots



designed for scientists

- Función de bloqueo de volumen para evitar cambios de volumen accidentales
- Pantalla grande y claramente visible
- Pipeta ergonómica y leve con bajas fuerzas de eyección de puntas y pipeteo para reducir la tensión y la fatiga
- Construcción duradera y robusta con materiales de alta calidad resistentes a los rayos UV y a los productos químicos
- Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
- Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento regular

Volumen de suministro

IKA PETTE vario 100-1000 µl

IKA PETTE vario 0.5 - 5 ml

IKA PETTE vario 1-10 ml

IKA Linea

Tip m box (96 puntas)

Tip l box (50 puntas)

Tip xl box (25 puntas)



designed for scientists

### Información Técnica

Diseño	pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire
Manejo	mecánico
Volumen	variable
Número de canales	1
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

