



designed for scientists



IKA PETTE MicroKit A

/// Hoja de Datos

IKA PETTE MicroKit A es un paquete de pipetas para principiantes, perfecto para cualquier laboratorio molecular que se ocupe de investigaciones de ciencias de la vida y de bajo volumen.

El paquete incluye tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el rango de microvolúmenes, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas. Esto lo convierte en un paquete inicial conveniente para los investigadores.

RECURSOS:

- Micropipetas manuales fabricadas en Alemania



designed for scientists

- Calibración completamente automatizada por robots
- Función de bloqueo de volumen para evitar cambios de volumen accidentales
- Pantalla grande y claramente visible
- Pipeta ergonómica y leve con bajas fuerzas de eyección de puntas y pipeteo para reducir la tensión y la fatiga
- Construcción duradera y robusta con materiales de alta calidad resistentes a los rayos UV y a los productos químicos
- Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
- Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento regular

Volumen de suministro

IKA PETTE vario 0.1-2 μ l

IKA PETTE vario 0.5-10 μ l

IKA PETTE vario 10-100 μ l

IKA Linea

Tip s box (96 puntas)

Tip xs box (96 puntas)



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Diseño | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire |
| Manejo | mecánico |
| Volumen | variable |
| Número de canales | 1 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

