

IKA

designed for scientists



IKA [scale] Weighing stand

/// Hoja de Datos

Un soporte con una balanza integrada e interfaz de datos: disponible solo en IKA. El nuevo soporte ofrece mayor comodidad y seguridad para las aplicaciones de su laboratorio. Por ejemplo, el agitador puede estar en funcionamiento normal, y pueden ser adicionadas cantidades de muestra y estas son pesadas y documentadas inmediatamente durante el proceso de agitación.

Pesaje de muestras de hasta 6 Kgs

El soporte inteligente con balanza IKA tiene un intervalo de pesaje de hasta 6 Kgs, con una resolución de 1 gr. Es particularmente adecuado para el control de la adición de material a la muestra en cuanto se hace la agitación.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Pantalla clara

Trabajar con la clara y moderna pantalla LCD es muy fácil de usar. Todas las informaciones de medición, calibración, etapas o mensajes de status, son mostrados fácilmente.

Plato de montaje estable

La carcaza sólida de zinc fundido proporciona estabilidad y robustez.

Conexión vía Bluetooth

El peso de la muestra medida puede ser directamente transferido a un dispositivo adecuado (por ejemplo, serie IKA Mini-/ Microstar y se muestra en su pantalla).





designed for scientists

Información Técnica

Dimensión de la placa [mm]	200 x 200
Protección contra sobrecargas	sí
Función de pesaje	sí
Rango de pesaje [g]	5- 6000
Exactitud de pesaje	±6 g
Capacidad de carga máx. función de pesaje [kg]	10
Ajuste del rango de pesaje	3 punto
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	213 x 570 x 391
Peso [kg]	5.2
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de USB	sí
Interfaz de Bluetooth	sí
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	2.5
Voltaje DC [V=]	5
Consumo de energía [mA]	500

