



designed for scientists



## MX 0.5 ml

/// Hoja de Datos

La plataforma Matrix 0,5 ml aloja 24 tubos de ensayo de 0,5 ml. El perfecto diseño de la plataforma asegura una transferencia óptima de la temperatura y garantiza así resultados válidos. Gracias a una interfaz en el mecanismo de cierre, los agitadores térmicos Matrix Orbital Delta plus y Matrix Delta plus identifican automáticamente la plataforma conectada al aparato. La plataforma se sustituye con rapidez y facilidad gracias a una palanca ergonómica. Como parte del concepto de seguridad integrado de IKA, el recubrimiento plástico aislante de la plataforma garantiza la seguridad del usuario, ya que evita la transmisión de temperaturas elevadas al bastidor.

Velocidad máxima: 2000 rpm

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Temperatura máxima: 100 °C

Adecuada para:

Matrix Orbital Delta plus

Matrix Delta plus



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	141 x 45 x 150
Peso [kg]	0.45
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

