



designed for scientists



MX PCR96

/// Hoja de Datos

La plataforma Matrix PCR 96 aloja placas PCR de 96 pocillos. El perfecto diseño de la plataforma asegura una transferencia óptima de la temperatura y garantiza así resultados válidos. Gracias a una interfaz en el mecanismo de cierre, los agitadores térmicos Matrix Orbital Delta plus y Matrix Delta plus identifican automáticamente la plataforma conectada al aparato. La plataforma se sustituye con rapidez y facilidad gracias a una palanca ergonómica.

Velocidad máxima: 2000 rpm

Temperatura máxima: 100 °C



designed for scientists

Adecuada para:
Matrix Orbital Delta plus
Matrix Delta plus



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	141 x 42 x 150
Peso [kg]	0.56
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40