


IKA

designed for scientists



MX carrier

/// Hoja de Datos

La plataforma para placas Matrix es apta para placas de microtitulación y de pocillos profundos. El perfecto diseño de la plataforma asegura una transferencia óptima de la temperatura y garantiza así resultados válidos. Gracias a una interfaz en el mecanismo de cierre, los agitadores térmicos Matrix Orbital Delta plus y Matrix Delta plus identifican automáticamente la plataforma conectada al aparato. La plataforma se sustituye con rapidez y facilidad gracias a una palanca ergonómica.

Velocidad/temperatura máxima:
3000 rpm (placas de microtitulación); 100 °C

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

2000 rpm (placas de pocillos profundos);



IKA

designed for scientists

