



designed for scientists



MX cryo

/// Hoja de Datos

La plataforma Matrix Cryo aloja 24 criotubos (1,5-2,0 ml, diámetro exterior máx. 12,5 mm).

El perfecto diseño de la plataforma asegura una transferencia óptima de la temperatura y garantiza así resultados válidos. Gracias a una interfaz en el mecanismo de cierre, los agitadores térmicos Matrix Orbital Delta plus y Matrix Delta plus identifican automáticamente la plataforma conectada al aparato. La plataforma se sustituye con rapidez y facilidad gracias a una palanca ergonómica. Como parte del concepto de seguridad integrado de IKA, el recubrimiento plástico aislante de la plataforma garantiza la seguridad del usuario, ya que evita la transmisión de temperaturas elevadas al bastidor.



designed for scientists

Velocidad máxima: 2000 rpm
Temperatura máxima: 110 °C

Adecuada para:
Matrix Orbital Delta plus
Matrix Delta plus





designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	141 x 50 x 150
Peso [kg]	0.42
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

