



designed for scientists



MX thermocover

/// Hoja de Datos

La cubierta calefactable ThermoCover previene la condensación en la tapa y la pared del recipiente. Al mismo tiempo, posibilita unas condiciones de reacción constantes.

Adecuado para:

Matrix Orbital Delta F1.5

Matrix Orbital Delta FP

Matrix Orbital Delta F0.5

Matrix Orbital Delta F2.0

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Matrix Orbital Delta plus
Matrix Delta plus





designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	180 x 120 x 190
Peso [kg]	0.87
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

