

# IKA

designed for scientists



## Maxi MR 1 digital

/// Hoja de Datos

Potente agitador magnético sin función de calefacción.

- Cantidad a agitar (H<sub>2</sub>O) hasta 150 litros
- Carcasa de acero inoxidable plana y estable
- Motor a prueba de bloqueo
- Velocidad ajustable sin escalonamiento
- Indicador LED de velocidad
- Temporizador de 0 a 56 min con conexión permanente
- Interfaces USB y RS 232 integradas

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

## Información Técnica

Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar (H <sub>2</sub> O) [l]	150
Potencia del suministro del motor [W]	35
Rango de velocidad [rpm]	0 - 600
Longitud max. varilla magnética [mm]	155
Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) [K]	+18
Material de la superficie de la placa	Acero inoxidable 1.4301
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	500 x 500
Contador de tiempo	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	505 x 110 x 585
Peso [kg]	21.36
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	sí
Interfaz de USB	sí
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	80
Fusible	2x T4A 250V