

# IKA

designed for scientists



## R1312 Varillas agitadoras de turbina

/// Hoja de Datos

El material de mezcla se succiona desde arriba. Además, en el recipiente se genera una corriente axial. No existe apenas peligro de sufrir una lesión si se entra en contacto con el recipiente. Tampoco se generan muchas fuerzas de cizallamiento. Se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	50
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	2000
Material en contacto con producto	AISI 316L
Peso [kg]	0.2035
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

