

IKA

designed for scientists



R1313 Varillas agitadoras de turbina

/// Hoja de Datos

El material de mezcla se succiona desde arriba. Además, en el recipiente se genera una corriente axial. No existe apenas peligro de sufrir una lesión si se entra en contacto con el recipiente. Tampoco se generan muchas fuerzas de cizallamiento. Se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	70
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	400
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L
Peso [kg]	0.37
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

