

# IKA

designed for scientists



## R1352 Varillas agitadoras centrífugas

/// Hoja de Datos

2 palas que se abren al aumentar la velocidad. Para agitar en recipientes panzudos de cuello estrecho. Su efecto es parecido al de los agitadores de hélice de 4 palas. Se necesitan velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	2000
Material en contacto con producto	AISI 316L / AISI 304
Peso [kg]	0.1362
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

