

IKA

designed for scientists



RH basic 2

/// Hoja de Datos



designed for scientists

Información Técnica

Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar (H ₂ O) [l]	10
Potencia del suministro del motor [W]	2
Control de velocidad	escala 0 - 6
Rango de velocidad [rpm]	100 - 2000
Potencia de calefacción [W]	400
Rango de temperatura de calefacción [°C]	temp. ambiental - 320
Control de calentamiento	escala 1- 6
Circuito fijo de seguridad [°C]	400
Material de la superficie de la placa	Acero inoxidable 1.4301
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	Ø 125
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	168 x 105 x 220
Peso [kg]	2.4
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	220 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	415

