



designed for scientists



R 1302 Varillas de disco de agitación

/// Hoja de Datos

El flujo es radial y el material de mezcla se succiona por arriba y por abajo. Alta turbulencia, altas fuerzas de cizallamiento, trituración de partículas. Se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	100
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	1000
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.312
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

