

IKA

designed for scientists



R 1345 Varillas agitadoras de hélice, 4-palas

/// Hoja de Datos

Agitadores estándar el material de mezcla se succiona de arriba abajo. A la vez, se forman fuerzas de cizallamiento locales. Además, en el recipiente se generan corrientes axiales, se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	100
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	540
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.248
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

