




designed for scientists



## R 1375 Varillas agitadoras de pala

/// Hoja de Datos

Corriente tangencial, pocas turbulencias, buen intercambio de calor, tratamiento cuidadoso del producto. Se usa para velocidades entre bajas y medias.



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	70
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	550
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L
Peso [kg]	0.266
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

