

IKA

designed for scientists



R 1382 Varilla agitadora, 3 palas

/// Hoja de Datos

Forma favorable al flujo. El material de mezcla se succiona por arriba y por abajo, con escasas fuerzas de cizallamiento. Se usa para velocidades entre medias y altas.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	55
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	2000
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.174
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

