


IKA

designed for scientists



R 1389 (revestidos de PTFE) Varillas agitadoras de hélice, 3 palas

/// Hoja de Datos

Forma favorable al flujo. El material de mezcla se succiona por arriba y por abajo, con escasas fuerzas de cizallamiento. Se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	75
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Velocidad max. [rpm]	800
Material en contacto con producto	AISI 316L / revestido de PTFE
Peso [kg]	0.132
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

