


# IKA

designed for scientists



## R 2302 Varillas agitadoras de hélice, 4-palas

/// Hoja de Datos

Agitadores estándar el material de mezcla se succiona de arriba abajo. A la vez, se forman fuerzas de cizallamiento locales. Además, en el recipiente se generan corrientes axiales, se usa para velocidades entre medias y altas.



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	150
Diámetro del eje [mm]	13
Longitud del eje [mm]	800
Velocidad max. [rpm]	600
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	1.024
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

