


IKA

designed for scientists



R 271 Pinza en cruz

/// Hoja de Datos

Pinza en cruz especial con orificios de apriete para los soportes R 2722 and R 2723, así como para brazos con un diámetro de 16 mm.

Rango de sujeción del soporte: 34 mm

Rango de sujeción del brazo: 16 mm

Material: Aluminio fundido

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.397
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

