

IKA

designed for scientists



R 3000.1 Moebius stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo axial. El material mezclado se transporta de arriba abajo. Para la circulación y manejo de medios de viscosidad baja a media. Utilizado a velocidades medias.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	100
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	565
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.592
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40