


# IKA

designed for scientists



## R 3001.1 Moebius stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo axial. El material mezclado se transporta de arriba abajo. Para la circulación y manejo de medios de viscosidad baja a media. Utilizado a velocidades medias.



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	100
Diámetro del eje [mm]	10
Longitud del eje [mm]	575
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Peso [kg]	0.6536
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

