

IKA

designed for scientists



R 3003.1 Spiral stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo axial. El medio se transporta de abajo arriba. Para el mezclado homogéneo y el intercambio de calor de medios de viscosidad media a alta. Utilizado a velocidades bajas a medias.



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Diámetro de agitador [mm] | 100 |
| Diámetro del eje [mm] | 10 |
| Longitud del eje [mm] | 550 |
| Material en contacto con producto | AISI 316L / 1.4571 |
| Alto [mm] | 162.8 |
| Peso [kg] | 0.62 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

