




designed for scientists



R 3003 Spiral stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo axial. El medio se transporta de abajo arriba. Para el mezclado homogéneo y el intercambio de calor de medios de viscosidad media a alta. Utilizado a velocidades bajas a medias.



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro de agitador [mm]	50
Diámetro del eje [mm]	8
Longitud del eje [mm]	350
Material en contacto con producto	AISI 316L / 1.4571
Alto [mm]	87.7
Peso [kg]	0.2256
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

