



designed for scientists



R 3004.1 Blade stirrer

/// Hoja de Datos

Genera un flujo radial. Para impulsar desde arriba y abajo el material mezclado. Para la gasificación de medios de baja viscosidad y para la homogeneización de sólidos en líquidos. Utilizado a velocidades medias a altas.



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Diámetro de agitador [mm] | 50 |
| Diámetro del eje [mm] | 10 |
| Longitud del eje [mm] | 565 |
| Material en contacto con producto | AISI 316L / 1.4571 |
| Peso [kg] | 0.383 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

