


# IKA

designed for scientists



## R 472 Soporte de suelo

/// Hoja de Datos

Soporte de suelo móvil especialmente diseñado para el agitador de hélice RW 47 D, si bien es posible adaptar el resto de aparatos.

Diámetro de la barra de soporte: 1350 x 732 mm

Altura: 2035 mm

Movimiento: 980 - 1860 mm

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Recorrido máx. [mm]	1965
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	1350 x 2035 x 732
Peso [kg]	72
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

