



designed for scientists



R 474 Soporte telescópico

/// Hoja de Datos

Especialmente diseñado para el agitador de hélice RW 47 D, si bien es posible adaptar el resto de aparatos. El soporte está equipado con un resorte de gas que permite subir y bajar el agitador de hélice de forma sencilla.

Diámetro de la barra: 48 mm

Dimensiones (W x D): 500 x 575 mm

Altura: 1185 mm

Movimiento: 500 - 1000 mm



designed for scientists

Información Técnica

Dimensión de la placa [mm]	500 x 425
Recorrido máx. [mm]	1000
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	500 x 1185 x 575
Peso [kg]	26
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

