



designed for scientists



R 6547 H Floor stand

/// Hoja de Datos

Soporte de suelo ajustable manualmente y extensible, especialmente diseñado para RW 47 digital y T 65 basic/digital. El ascenso y descenso del brazo extensible pueden ajustarse mediante una bomba hidráulica manual.

Dimensiones (An x Al x Pr): 800 mm x 1635 mm x 1010 mm

Carrera del cilindro: 500 mm



designed for scientists

Información Técnica

Temperatura ambiental permitida [°C]

5 - 40

