



designed for scientists



STICKMAX II Adhesive mat

/// Hoja de Datos

La alfombrilla adhesiva STICKMAX II, en combinación con el accesorio universal MS 3.3, es ideal para agitar recipientes de muestras de hasta 500 ml, como matraces Erlenmeyer o matraces de cultivo celular.

Gracias a las excelentes propiedades adhesivas de STICKMAX II, los recipientes de muestras se adhieren firmemente al agitador.

Tenga en cuenta que la velocidad debe ajustarse en función de la carga y del tamaño del recipiente (máx. 500 rpm a 500 g).

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

IKA

designed for scientists

