



designed for scientists



SY stand

/// Hoja de Datos

Los sistemas de reacción EasySyn con recipientes de doble pared para reacciones de 500 ml a 5000 ml proporcionan una gran flexibilidad utilizando un único sistema de soporte especialmente diseñado.

- Cambio rápido y sencillo de diferentes recipientes de reacción.
- Alineación sencilla del agitador de hélice.
- Ajuste de la altura de funcionamiento al tamaño corporal del usuario.



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	500 x 950 x 580
Peso [kg]	20
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

