



designed for scientists



## TW.IX.23 Vessel holder

/// Hoja de Datos

Soporte para nueve recipientes de muestras con un diámetro de 23 mm.

El soporte se puede colocar fácilmente en el accesorio multiposición TW.IX para simplificar la manipulación de las muestras y garantizar que los recipientes de muestras no se caigan durante el mezclado.

Al mezclar a altas velocidades, se recomienda utilizar la alfombrilla TW.IX.ANTISLIP. Esto reduce eficazmente las vibraciones que se producen cuando los recipientes de muestras entran en contacto con el soporte de recipientes. De esta manera se reduce considerablemente la generación de ruido.



designed for scientists

### Información Técnica

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Diámetro del agujero [mm]       | 23              |
| Dimensiones (An x Al x Pr) [mm] | 99 x 47.5 x 101 |
| Peso [kg]                       | 0.2             |

