




designed for scientists



TW.PWR.1 Power supply

/// Hoja de Datos

Fuente de alimentación para ampliar los TWISTER SET 1 y 2 hasta 4 dispositivos.

El enchufe del dispositivo no forma parte del volumen de suministro. Se incluye en el TWISTER SET 1 y 2.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	90
Ancho [mm]	38
Alto [mm]	59.4
Peso [kg]	0.25
Temperatura ambiental permitida [°C]	0 - 40
Humedad relativa permitida [%]	95
Voltaje [V]	220 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Potencia máxima de entrada [W]	40
Consumo de energía Standby [W]	0.1
Voltaje DC [V=]	24

