



designed for scientists



TW.VX Shaking attachment

/// Hoja de Datos

El accesorio de agitación TW.VX transforma o TWISTER en un agitador orbital y de vórtice totalmente funcional.

El volumen de suministro incluye el accesorio de vórtice MS 3.1 para recipientes de muestras de hasta 50 mm de diámetro, así como el accesorio universal MS 3.3, incluido el inserto de espuma MS 1.21.

En combinación con la alfombrilla adhesiva STICKMAX II (disponible como accesorio), el TW.VX puede utilizarse a velocidades moderadas como agitador orbital para recipientes de muestras (por ejemplo, matraces Erlenmeyer o matraces de cultivo celular) de hasta 500 ml.



designed for scientists

El accesorio TW.VX se fija a la unidad base con la almohadilla adhesiva integrada y puede montarse y desmontarse tantas veces como sea necesario mediante la herramienta incluida.

Su ventaja: Toda la gama de accesorios de la serie de agitadores MS 3 es compatible con TW.VX.





designed for scientists

Información Técnica

Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	4.5
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	0.5
Ancho [mm]	94
Alto [mm]	28
Peso [kg]	0.54

