

# IKA

designed for scientists



## Topolino mobil

/// Hoja de Datos

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar (H <sub>2</sub> O) [l]	0.25
Rango de velocidad [rpm]	500 - 1800
Longitud max. varilla magnética [mm]	30
Material de la superficie de la placa	sintético (PP)
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	Ø 80
Alimentación por batería	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	140 x 42 x 140
Peso [kg]	0.747
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 20
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Voltaje DC [V=]	9
Consumo de energía [mA]	1000