

IKA

designed for scientists



VX 2 Plataforma para tubos de ensayo

/// Hoja de Datos

Apta para un máximo de 36 tubos de ensayo o tubos de centrifugación con 16mm de diámetro.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Ancho [mm] | 87.5 |
| Profundidad [mm] | 30 |
| Peso [kg] | 0.309 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

