

# IKA

designed for scientists



## WiCo RET control-visc

/// Hoja de Datos



designed for scientists

### Información Técnica

Tiempo permitido encendido [%]	100
Tiempo de carga [h]	4.5
Tiempo de servicio [h]	15
Tipo de batería	Polímero de litio
Capacidad de la batería [mAh]	2000
Distancia de comunicación (según el edificio) máx. [m]	15
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	160 x 40 x 105
Peso [kg]	0.3
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 40
Interfaz de USB	sí
Voltaje DC [V=]	5
Consumo de energía [mA]	500