

IKA

designed for scientists



ALMEMO 2490

/// Hoja de Datos

El ALMEMO 2490-2 posibilita la conexión de hasta dos sensores equipados con conectores ALMEMO especiales (véase la lista de accesorios) para la medición del pH y/o la temperatura. Indica los valores de medición correspondientes en la pantalla del aparato, y se puede utilizar también con un PC y labworldsoft. El aparato se suministra en un portafolio e incluye además una fuente de alimentación (entrada 90-260 VCA /salida 12 VCC 2,5 A - euroenchufe y adaptador para enchufe EE. UU.) y un protector de goma (funda).

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	83 x 42 x 127
Peso [kg]	0.26
Temperatura ambiental permitida [°C]	-10 - +50
Humedad relativa permitida [%]	90
Interfaz de RS 232	sí
Interfaz de USB	sí

