

IKA

designed for scientists



AOD 1.1 Recipiente de disgregación

/// Hoja de Datos

De acero de alta aleación, resistente al halógeno

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas





designed for scientists

Información Técnica

Volumen utilizable max. [ml]	210
Presión Max. [bar]	195
Presión de oxígeno máx. [bar]	40
Aportación de energía máx. [J]	30000
Material	Hastelloy C4
Peso [kg]	2.16
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

